



parcom 

Produktpalette

Patienten- und Bewohnerruf

Preise exkl. MwSt., Änderungen vorbehalten



Birtaster Standard

Grösse (B x H)	40 x 60 mm
Anzahl Tasten	1
Schutzindex	IP44 (stossfest- & spritzwasserdicht)
Kabellänge	4m

Der Birtaster Standard wird über dem Bett montiert und besitzt einen Rufknopf. Der Birtaster ist desinfizierbar und mit einer Beruhigungslampe und Findellicht ausgestattet. Die Standardlänge des Kabels beträgt 4 Meter. Auf Anfrage mit längerem Kabel erhältlich.

Situation: Herr Ott möchte Hilfe einer Pflegeperson anfordern. Lösung: Herr Ott drückt den Rufknopf auf dem Birtaster und alarmiert die Pflege.

CHF 66.50



Birtaster mit Lichtsteuerung

Grösse (B x H)	40 x 60 mm
Anzahl Tasten	2
Schutzindex	IP44 (stossfest- & spritzwasserdicht)
Kabellänge	4m

Dieser Birtaster besitzt einen Rufknopf und einen Lichtschalter. Der Birtaster ist desinfizierbar und mit einer Beruhigungslampe und Findellicht ausgestattet. Die Standardlänge des Kabels beträgt 4 Meter. Auf Anfrage mit längerem Kabel erhältlich.

Situation: Herr Ott liegt müde im Bett und möchte das Licht ausschalten. Lösung: Herr Ott betätigt den Lichtschalter am Birtaster.

CHF 73.00



360° Bettausstiegswarnung

Bettausstiegs-Modul

Grösse (L x B x H)	725 x 160 x 20 mm
Max. Patientengewicht	180 kg
Min. Patientengewicht	40 kg
Besonderheit	geräuschlos, unsichtbar

Das Bettausstiegs-Modul beinhaltet die 360° Bettausstiegswarnung. Diese beugt Stürze effektiv vor. Sobald sich die Person auf die Bettkante setzt, wird ein Ruf ausgelöst.

Situation: Herr Troxler erlitt einen Schlaganfall und ist seit-her sturzgefährdet. **Lösung:** Sobald er alleine aufstehen möchte, löst dieses Modul frühzeitig einen Ruf an das Pflegepersonal aus.

CHF 1'490.00



Immobilisierungswarnung

360° Bettausstiegswarnung

Mobilitäts-Modul

Grösse (L x B x H)	725 x 160 x 20 mm
Max. Patientengewicht	180 kg
Min. Patientengewicht	40 kg
Besonderheit	geräuschlos, unsichtbar

Dieses Kombi beinhaltet die Funktionen für die 360° Bettausstiegs- und Immobilisierungswarnung.

Situation: Herr Troxler ist stutz- und dekubitusgefährdet. **Lösung:** Mit diesem starken zweier Kombi kann das Pflegepersonal präventiv den Dekubitus vorbeugen und die Sturzgefahr minimieren. Denn sobald Herr Troxler sich zu wenig bewegt oder vom Bett aufstehen will, wird ein Alarm ausgelöst.

auf Anfrage



Tretmatte gross

Grösse (L x B)	1100 x 700 mm
Gewicht Tretmatte gross	8.2 kg
Reichweite Funk	10 – 15 m
Min. Patientengewicht	10 kg

Die Tretmatte gross eignet sich als Bettvorleger und löst einen Alarm aus, sobald die Person das Bett verlässt. Zudem ist die Matte wasserfest, gibt Halt dank ihrer Noppenstruktur und lässt sich in ein funk- oder drahtgebundenes System integrieren.

Situation: Frau Matter steht mitten in der Nacht auf, obwohl der Arzt ihr dies nicht erlaubt hat. **Lösung:** Sobald sie auf die Matte tritt, wird ein Ruf an das Pflegepersonal ausgelöst.

CHF 628.00 (Kabel) / CHF 1'111.00 (Funk)



Tretmatte klein

Grösse (L x B)	700 x 400 mm
Gewicht Tretmatte gross	3.2 kg
Reichweite Funk	10 – 15 m
Min. Patientengewicht	10 kg

Die Tretmatte klein eignet sich als Türvorleger und löst einen Alarm aus, sobald die Person den Raum verlässt. Zudem ist die Matte wasserfest, gibt Halt dank ihrer Noppenstruktur und lässt sich in ein funk- und drahtgebundenes System integrieren.

Situation: Frau Matter verlässt ihr Zimmer in der Nacht, obwohl dies nicht erlaubt ist. **Lösung:** Sobald sie auf die Matte tritt, wird ein Ruf an das Pflegepersonal ausgelöst.

CHF 498.00 (Kabel) / CHF 924.00 (Funk)



Funk- Pneumatik- Grossflächen-Balgtaster

Durchmesser	95 mm
Höhe	20 mm
Material	Silikon
Besonderheit	antibakterielle Oberfläche

Dieses Auslöseelement eignet sich ideal für Personen mit Bewegungseinschränkungen. Durch Hand- oder Fussdruck auf den Rufballon, kann einfach ein Alarm per Funk abgesetzt werden.

Situation: Frau Duss möchte einen Ruf auslösen, jedoch kann sie mit ihrer eingepipsten Hand keinen Ruftaster betätigen.

Lösung: Sie drückt mit ihrer Faust auf den Rufballon, sodass ein Ruf ausgelöst wird.

CHF 778.00



Hand -oder Fussdruck

Durchmesser	95 mm
Höhe	20 mm
Material	Silikon
Besonderheit	antibakterielle Oberfläche

Dieses Auslöseelement eignet sich ideal für Personen mit Bewegungseinschränkungen. Durch Hand- oder Fussdruck auf den Rufballon, kann einfach ein Alarm abgesetzt werden.

Situation: Frau Duss möchte einen Ruf auslösen, jedoch kann sie mit ihrer eingepipsten Hand keinen Ruftaster betätigen.

Lösung: Sie drückt mit ihrer Faust auf den Rufballon, sodass ein Ruf ausgelöst wird.

CHF 291.00



Pneumatik-Rufkissen mit Funkempfänger

Grösse (L x B x H)	230 x 160 x 35mm
Reichweite drinnen	10-20 m
Stromversorgung	Knopfzellen Batterie
Besonderheit	Waschbare Umhüllung

Das Pneumatik-Rufkissen mit Funkempfänger ist die kabellose Alternativ-Kombi des Hand- und Fussdrucks. Mit wenig Druck auf das hoche sensible Kissen wird ein Ruf ausgelöst.

Situation: Frau Duss ist motorisch stark eingeschränkt und kann keinen Ruftaster oder Hand- und Fussdruck betätigen.

Lösung: Sie drückt nur sanft auf das Pneumatik-Rufkissen und der Ruf wird sofort ausgelöst.

CHF 920.00



Medaillon

Grösse (B x H x T)	40 x 30 x 15 mm
Reichweite drinnen/draussen	beliebig erweiterbar
Schutzindex	IP44
Trageweise	Armband / Anhänger

Das Medaillon wird um den Arm oder Hals getragen. Sobald der Bewohnende / Patientenschaft den Alarmknopf drückt oder die Sicherheitszone verlässt, wird ein Alarm ausgelöst.

Situation: Herr Flückiger verlässt das Haus und spaziert Richtung Hauptstrasse. **Lösung:** Sobald Herr Flückiger das Gartentor erreicht, löst das Medaillon einen Ruf aus und sendet seine aktuelle Position.

CHF 250.00



Medaillon inkl. Funkempfänger

Grösse (H x B x T)	48 x 42 x 13.5 mm
Reichweite drinnen	110 – 20 m
Schutzindex	IP67 (staub- & wasserdicht)
Trageweise	Armband / Anhänger

Dieses Funkkombi bestehend aus einem Medaillon und einem Funkempfänger dient zur Erweiterung einer drahtgebundenen Schwesternrufanlage. Sobald die pflegebedürftige Person auf den schwarzen Knopf drückt, wird ein Alarm abgesetzt.

Situation: Herr und Frau Flückiger sind in ihrer Pflegewohnung vermehrt auf Hilfe angewiesen. **Lösung:** Dank dieses Funkkomponenten kann das Heim, die Pflegewohnung einfach nachrüsten.

Ab CHF 474.00



Atemsensor

Schlauchlänge	1000 mm
Schutzindex	IP44 (stossfest- & spritzwasserdicht)
Farbe	Schwarz
Besonderheit	Mundstück auswechselbar

Personen mit starken, motorischen Einschränkungen können durch Pusten in den Atemsensor einen Alarm auslösen. Dank dem auswechselbaren Mundstück kann der Atemsensor mehrfach verwendet werden.

Situation: Frau Duss möchte sich aufsetzen, sie kann aber ihre Hände und Füße nicht bewegen. **Lösung:** Frau Duss pustet in den Atemsensor und alarmiert die Pflege.

Ab CHF 536.00



Schallwächter

Grösse (B x H x T)	88 x 88 x 35 mm
Schutzindex	IP20 (stossfest)
Farbe	weiss
Besonderheit	erkennt Stimme / Umgebung

Dank intelligenter Stimmerkennung unterscheidet der Schallwächter zwischen Stimm- und Umgebungsgläuschen und löst durch Rufe einen Alarm aus. Der einstellbare Schwellwert senkt dabei die Fehlalarme enorm.

Situation: Herr Tännler hat plötzlich akute Schmerzen und schreit nach Hilfe. **Lösung:** Der Schallwächter erkennt seine Stimme und löst einen Notruf an das Pflegepersonal aus.

CHF 479.00



Bewegungsmelder Funk

Grösse (B x H)	100 x 180 mm
Reichweite	7 m
Erfassungswinkel	90°
Stromversorgung	Batterie

Der Bewegungsmelder registriert via Infrarot alle Bewegungen im Raum und warnt die Pflege frühzeitig, wenn sturzgefährdete Personen selbständig aufstehen. Dank der Funkübertragung lässt sich der Bewegungsmelder immer optimal positionieren.

Situation: Frau Erni ist sturzgefährdet und steht in der Nacht auf.

Lösung: Sobald ihre Füsse den Infrarotstrahl erreichen, löst der Bewegungsmelder einen Alarm aus.

CHF 1'001.00



Funk-Wegläuferschutzmodul für Türe

Besonderheit	An- / Aus-Schalter
Montage	schrauben / kleben
Farbe	grau
Stromversorgung	Knopfzellen-Batterie

Der Türkontakt wird an die Aussenseite einer Tür montiert. Sobald die Tür geöffnet wird, löst der Türkontakt einen Ruf ans Pflegepersonal aus.

Situation: Frau Erni ist verwirrt und nimmt versehentlich die Eingangstür, statt die Badezimmertür. **Lösung:** Der Türkontakt sendet sofort ein Alarmsignal, sobald die Tür geöffnet wird.

CHF 892.00




Funk Ruf- / Anwesenheitstaster

Grösse (B x H x T)	89 x 89 x 10.5 mm
Reichweite drinnen/draussen	beliebig erweiterbar
Schutzindex	IP20 (stossfest)
Montage	Clip / Schrauben

Der Ruf- und Anwesenheitstaster lässt sich in ein umfassendes GETS-Funksystem integrieren. Mit diesem Modul können Rufe ausgelöst und anschliessend durch das Pflegepersonal quittiert werden.

Situation: Frau Bräm hat akute Schmerzen und benötigt Hilfe.
Lösung: Sie drückt auf den roten Knopf des Ruf- und Anwesenheitstasters, um die Pflegefachleute zu alarmieren.

CHF 200.00




Funk Ruf- / Anwesenheitstaster

Grösse (B x H x T)	89 x 89 x 32 mm
Reichweite drinnen/draussen	beliebig erweiterbar
Schutzindex	IP20 (stossfest)
Montage	Clip / Schrauben

Der Ruf- und Anwesenheitstaster mit Steckdose wird in ein GETS-Funksystem integriert. Ergänzend zu den Standardfunktionen kann man weitere Rufelemente wie den Birntaster an der zusätzlichen Steckdose anschliessen.

Situation: Der Platz für eine zusätzliche Birntastersteckdose ist zu klein.
Lösung: Dieses Zimmerterminal vereint Ruf- / Anwesenheit und Birntastersteckdose in einem Modul.

CHF 223.00



Funk Ruf- / Anwesenheitstaster

Grösse (B x H x T)	89 x 89 x 32 mm
Reichweite drinnen/draussen	beliebig erweiterbar
Schutzindex	IP20 (stossfest)
Montage	Clip / Schrauben

Der Zugtaster wird in ein GETS-Funksystem integriert. Durch das Ziehen an der Zugschnur wird ein Ruf ausgelöst, welcher anschliessend von der Pflegeperson quittiert wird.

Situation: Vorschriftsgemäss dürfen Auslöseelemente im Badezimmer ab einer Höhe von 1.80 m montiert werden.
Lösung: Die Zugschnur reicht von der Decke bis knapp über den Boden, sodass diese für Patienten / Bewohner gut erreichbar ist.

CHF 223.00



Liegematte

Grösse (B x H)	560 x 60 mm
Einstellbare Verzögerungszeit	5 s – 60 min
Stromversorgung	5V-Netzgerät / 2 Batterien
Min. Patientengewicht	keine

Die Liegematte erkennt Druckveränderungen und ist für den Einsatz unter der Matratze konzipiert. Der Alarm wird an die Pflegefachleute ausgelöst, sobald das Bett über einen einstellbaren Zeitraum nicht belegt ist.

Situation: Herr Schmid verlässt das Bett und überschreitet seine erlaubte Zeit. **Lösung:** Die Liegematte löst bei Zeitüberschreitung einen Alarm aus.

CHF 970.00



Epilepsimatte

Grösse (L x B)	400 x 580 mm
Einstellbare Verzögerungszeit	7 – 20 s
Stromversorgung	5 V-Netzgerät / 2 Batterien
Min. Patientengewicht	keine

Die Epilepsimatte misst die Bewegungen einer schlafenden Person und erkennt dabei einen epileptischen Anfall. Der Alarm wird automatisch ausgelöst, wenn die untypischen Bewegungen länger als die voreingestellte Verzögerungszeit dauert.

Situation: Herr Schmid erleidet während der Nacht einen epileptischen Anfall. **Lösung:** Die Epilepsimatte misst den Anfall und schlägt automatisch einen Alarm.

CHF 1790.00



Doro PhoneEasy 331ph

Anrufsignalisierung	✓
Freisprechen	×
Hörgerätkompatibel	✓
Varianten	weiss

Das Doro PhoneEasy 331ph ist ein geeignetes Telefon für Personen, die ein Hörgerät besitzen oder deren Sehkraft nachlässt.

Die hohe Benutzerfreundlichkeit verdankt dieses Telefon den 12 grossen und kontrastreichen Tasten. Es verfügt ausserdem über drei weitere Fototasten, die individuell programmierbar sind. Dank seiner Bauweise kann es auf dem Tisch oder an der Wand montiert werden.

CHF 38.00



Doro PhoneEasy 312cs

Anrufsignalisierung	✓
Freisprechen	✓
Hörgerätkompatibel	✓
Varianten	weiss

Das Doro PhoneEasy 312cs ist ein einfach zu bedienendes Telefon mit grossem Display. Dieses beliebte Telefon verfügt über ein sehr grosses, deutlich ablesbares Display.

Eine visuelle Anrufsignalisierung hilft, eingehende Anrufe auch optisch zu erkennen. Weitere praktische Funktionen sind Rufnummernanzeige und Lautsprecher. Dank seiner Bauweise kann es auf dem Tisch oder an der Wand montiert werden.

CHF 72.45



Doro PhoneEasy 311c

Anrufsignalisierung	☑
Freisprechen	×
Hörgerätcompatibel	☑
Varianten	weiss, schwarz

Das Doro PhoneEasy 311c ist sehr gut für hör- oder sehgeschwächte Personen geeignet. Es ist mit Hörgeräten kompatibel und der Klingelton kann besonders laut eingestellt werden.

Weiter verfügt es über grosse Tasten mit 10 Kurzwahl- sowie drei Direktwahltasten. Zudem werden Anrufe optisch signalisiert.

CHF 48.30



Doro PhoneEasy 110w

Anrufsignalisierung	✓
Freisprechen	100 h / 10 h
Hörgerätcompatibel	✓
Varianten	weiss

Das Doro PhoneEasy 110w ist ein aussergewöhnliches schnurloses Telefon mit lautem Anrufsignal und hoher Hörerlautstärke sowie einer visuellen und vibrierenden Anrufsignalisierung.

Es ist sehr leicht bedienbar und liegt gut in der Hand. Dieses Funktelefon eignet sich speziell für ältere Personen mit eingeschränkten motorischen und visuellen Fähigkeiten.

CHF 61.00



ParCom Systems AG

Hasliring 1

6032 Emmen

info@parcom.ch

Haupt: 041 268 60 00

Service: 041 268 16 16

Standort Taverne (TI)

ParCom Systems SA

via Carvina 6

6807 Taverne

infoTI@parcom.ch

Haupt: 091 935 73 50

Service: 091 935 73 55

Standort Zürich

ParCom Systems AG

Farbhofstrasse 21

8048 Zürich

info@parcom.ch

Haupt: 044 521 75 75

Service: 041 268 16 16