

Produktpalette Bewohner-/Patientenruf

Nr. 240856 vom 05.06.2025



Alle Preise exkl. MWST, Änderungen vorbehalten

GETS-Funktaster

P 1



2111.0340

Wandmontierter Rufauslöser mit Anwesenheitstaste

GETS Funktaster R/5101


viereckige grüne und rote Tasten, Frontplatte Gets

Grösse (B x H x T): 89 x 89 x 10.5 mm

Der Ruf- und Anwesenheitstaster lässt sich in ein umfassendes GETS-Funksystem integrieren. Mit diesem Modul können Rufe ausgelöst und anschliessend durch das Pflegepersonal quittiert werden.

GETS-Funktaster R/5101

P 2



2111.0341

Wandmontierter Rufauslöser mit Anwesenheitstaste

GETS Funktaster R/5103

viereckige grüne und rote Tasten, 3-poliger Stecker


ausreissbar, Schliesser, Aufputz Gets

Grösse (B x H x T): 89 x 89 x 32 mm

Der Ruf- und Anwesenheitstaster mit Steckdose wird in ein GETS-Funksystem integriert. Ergänzend zu den Standardfunktionen kann man weitere Rufelemente wie den Birntaster an der zusätzlichen Steckdose anschliessen.

GETS-Funktaster R/5103

P 3



2111.0342

Wandmontierter Rufauslöser mit Anwesenheit

GETS Funktaster R/5107

viereckige grüne und rote Tasten, Zugtaster, Aufputz Gets

Grösse (B x H x T): 89 x 89 x 32 mm

Der Zugtaster wird in ein GETS-Funksystem integriert. Durch das Ziehen an der Zugschnur wird ein Ruf ausgelöst, welcher anschliessend von der Pflegeperson quittiert wird.

GETS-Funktaster R/5107

Medaillon

P 4



2111.0777

Mobiler Rufauslöser Uhr

für Fluchtalarm mit Taster und Uhrenarmband, wasserdicht

Grösse (B x H x T): 40 x 30 x 15 mm

Das Medaillon wird um das Handgelenk getragen. Sobald der Bewohner resp. Patient den Alarmknopf in der Mitte drückt oder die Sicherheitszone verlässt, wird ein Alarm ausgelöst.

Mobiler Rufauslöser Uhr

P 5



2313.0016

S87 Armband-Funksender mit grauem Knopf

NurseCall 8

Grösse (H x B x T): 48 x 42 x 13.5 mm

Diese Funk-Kombination bestehend aus einem Medaillon und einem Funkempfänger dient zur Erweiterung einer drahtgebundenen Lichtrufanlage. Sobald die pflegebedürftige Person auf den schwarzen Knopf drückt, wird ein Ruf abgesetzt.

P 5.1



2313.0015

TeleAlarm Funkempfänger LE80

NurseCall 8

inkl. Anschlusskabel 3 polig

P 5.2



2313.0002

TeleAlarm Netzteil 12V für LE10 / LE80

Armband-Funksender inkl. Empfänger und Netzteil

Bodenmatten

P 6



2310.0006

CareMat A01T B434 caregelb

Trittmatte Funk 1100x700mm (434.01 MHz)

Grösse (L x B): 1100 x 700 mm (8.2 kg)

Die Trittmatte gross eignet sich als Bettvorleger und löst einen Alarm aus, sobald die Person das Bett verlässt. Zudem ist die Matte wasserfest, gibt Halt dank ihrer Noppenstruktur und lässt sich in ein funk- oder drahtgebundenes System integrieren.

P 6.1



2313.0001

Bosch Funkempfänger LE10

CRS-URE-0100

inkl. Anschlusskabel 3 polig

P 6.2



2313.0002

TeleAlarm Netzteil 12V für LE10 / LE80

Bodenmatte gross (Variante: Bettvorleger)

P 7



2310.0007

CareMat B01T B434 caregelb

Trittmatte Funk 700x400mm (434.01 MHz)

Grösse (L x B): 700 x 400 mm (3.2 kg)

Die Tretmatte klein eignet sich als Türvorleger und löst einen Alarm aus, sobald die Person den Raum verlässt. Zudem ist die Matte wasserfest, gibt Halt dank ihrer Noppenstruktur und lässt sich in ein funk- und drahtgebundenes System integrieren.

P 7.1



2313.0001

Bosch Funkempfänger LE10

CRS-URE-0100

inkl. Anschlusskabel 3 polig

P 7.2



2313.0002

TeleAlarm Netzteil 12V für LE10 / LE80

Bodenmatte klein (Variante: Türvorleger)

Auslöseelemente

P 8



2313.0024

Funk-Pneumatik-Grossflächen-Balgtaster

NurseCall 8

antibakterielle Oberfläche

Durchmesser: 95 mm (Höhe: 20 mm)

Dieses Auslöseelement eignet sich ideal für Personen mit Bewegungseinschränkungen. Durch Hand- oder Fussdruck auf den Rufballon, kann einfach ein Alarm per Funk abgesetzt werden.

Funk-Balgtaster

P 9



2313.0023

Funk-Pneumatikkissen Medipad

NurseCall 8

Grösse (L x B x H): 230 x 160 x 35 mm

Das Pneumatik-Rufkissen mit Funkempfänger ist die kabellose Alternativ-Kombi des Hand- und Fussdrucks. Mit wenig Druck auf das hochsensible Kissen wird ein Ruf ausgelöst.

P 9.1



2313.0002

TeleAlarm Netzteil 12V für LE10 / LE80

P 9.2



2313.0015

TeleAlarm Funkempfänger LE80

NurseCall 8

inkl. Anschlusskabel 3 polig

Pneumatik-Rufkissen mit Funkempfänger

P 10



2313.0006

DZ Infrarot Bewegungsmelder

Grösse (B x H): 100 x 180 mm

Der Bewegungsmelder registriert via Infrarot alle Bewegungen im Raum und warnt die Pflege frühzeitig, wenn sturzgefährdete Personen selbständig aufstehen. Dank der Funkübertragung lässt sich der Bewegungsmelder immer optimal positionieren.

Bewegungsmelder Funk

P 11



2313.0022

Funk-Wegläuferschutz für Türe Varioment 2

NurseCall 8

Der Türkontakt wird an die Aussenseite einer Tür montiert. Sobald die Tür geöffnet wird, löst der Türkontakt einen Ruf ans Pflegepersonal aus.

Funk-Wegläuferschutzmodul für Türe

P 12



2111.0274

Pneumatischer Mundsteuerungs-Schalter

3-polig Schliesser, 4M.

Schlauchlänge: 1000 mm

Personen mit starken, motorischen Einschränkungen können durch Pusten in den Atemsensor einen Alarm auslösen. Dank dem auswechselbaren Mundstück kann der Atemsensor mehrfach verwendet werden.

Atemsensor

P 13



2201.0027

Safe Bed Emfit

Liegematte

Grösse (B x H): 560 x 60 mm

Die Liegematte erkennt Druckveränderungen und ist für den Einsatz unter der Matratze konzipiert. Der Alarm wird an die Pflegefachleute ausgelöst, sobald das Bett über einen einstellbaren Zeitraum nicht belegt ist.

Liegematte

P 14



2201.0020

EPI Alarm Matte EMFIT

- Spannungsversorgung: 5V Netzgerät
oder 2St. 1,5V AA Batterien

- Schaltausgang: potentialfreier Schaltkontakt

Grösse (L x B): 400 x 580 mm

Die Epilepsiematte misst die Bewegungen einer schlafenden Person und erkennt dabei einen epileptischen Anfall. Der Alarm wird automatisch ausgelöst, wenn die untypischen Bewegungen länger als die voreingestellte Verzögerungszeit dauert.

Epilepsiematte

P 15



2312.0003

Compliant Betausstiegs-Modul

- 360° Betausstiegswarnung
- Rufauslösung bei Sitz auf Bettkante
- geräuschlos, unsichtbar

Grösse (L x B x H): 725 x 160 x 20 mm

Das Betausstiegs-Modul beinhaltet die 360° Betausstiegswarnung. Diese beugt Stürze effektiv vor. Sobald sich die Person auf die Bettkante setzt, wird ein Ruf ausgelöst.

Bettausstiegsmodul